



## PRÄSENTATION

# Minimaxx Push Rollstuhl

**Starker und stabiler bariatrischer Rollstuhl bis zu 200/325 kg mit benutzerfreundlichem Bedienfeld und Rückwärtsfahrfunktion.**

- Erhältlich in zwei Versionen, mit und ohne Motor
- Erhältlich in vier Sitzbreiten (560-710 mm)
- Ergonomische Stützgriffe
- Erleichtert die Arbeit des Pflegepersonals erheblich
- Ausgestattet mit Feststellbremsen und optionalen Scheibenbremsen
- Fußstützen, die jeweils bis zu 100 kg tragen können

### 1. Bedienfeld

Einfach zu bedienendes Bedienfeld mit Akkustatus, Vorwärts- und Rückwärtstasten sowie Drehknopf zur Geschwindigkeitsregelung.

### 2. Motor

Der Push-Motor fährt bis zu 4 km/h und bewältigt Steigungen von bis zu 5°.

### 3. Fußstützen

Die stabilen Fußstützen sind höhen- und seitenverstellbar, um Patienten mit viel Innenschenkelgewebe entgegenzukommen.



# Bariatrischer Rollstuhl, der die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals reduziert

Der Minimaxx Push Rollstuhl ist ein stabiler, manueller Rollstuhl, der hauptsächlich für den Innenbereich geeignet ist.

## Konstruktion

Die Fußstützen des Minimaxx Push Rollstuhls sind mit jeweils 100 kg belastbar. Die Fußstützen sind außerdem höhen- und seitenverstellbar, um Benutzern mit viel Innenschenkelgewebe entgegenzukommen.

Auch Amputationsbeinstützen können angebracht werden.

Die Position der Antriebsräder kann entsprechend dem Schwerpunkt des Benutzers eingestellt werden. Die niedrige Sitzhöhe erleichtert das Ein- und Aussteigen in den Rollstuhl und das selbstständige Vorwärtslaufen des Rollstuhls.

Das Design der Schiebegriffe erleichtert dem Pflegepersonal das Manövrieren des Rollstuhls.

## Minimaxx und Minimaxx Push

Der Minimaxx Push Rollstuhl ist identisch mit dem Minimaxx Rollstuhl, mit Ausnahme des angebauten Push-Motors, der das Pflegepersonal entlasten kann.

Der montierte Minimaxx Push Motor kann einer Belastung von bis zu 325 kg standhalten, die Kraft

des Motors nimmt jedoch ab, wenn der Benutzer mehr als 200 kg wiegt.

Der Minimaxx Push Rollstuhl kann bis zu 4 km/h fahren.

Das Bedienfeld befindet sich am Griff. Auf dem Bedienfeld befinden sich die Akkustandanzeige, die Vorwärts- und die Rückwärtstaste sowie der Drehregler für die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit kann sowohl am Auslösegriff als auch am Drehregler eingestellt werden.

Der Minimaxx Push Rollstuhl ist mit Scheibenbremsen und Feststellbremsen ausgestattet.

Der Minimaxx Push Rollstuhl bewältigt Steigungen bis zu 5° bei einer Belastung von 200 kg.

Der Push-Motor kann an vorhandenen Minimaxx Rollstühlen montiert werden.

Minimaxx und Minimaxx Push Rollstühle werden ohne Sitzkissen geliefert.

Der Minimaxx Rollstuhl kann zusammengeklappt werden. Das gilt nicht für den Minimaxx Push Rollstuhl.

## Pflege

Der Minimaxx Push Rollstuhl wird mit Wasser und einem normalen Reinigungsmittel gereinigt oder mit Ethanol desinfiziert.

Technische Daten			
Benutzergewicht max.	200/325 kg	Antriebsräder	24" massiv, PU
Sitztiefe	460 mm	Akku	24 V 450 W 4,5 A
Sitzbreite	560/610/660/710 mm	Radgröße Motor	8", massive Räder
Rückenhöhe	510 mm	Ladekapazität	Off Board (1,8 A)
Gesamthöhe	1100	Kapazität des Akkus	2 x 12 V 12 Ah
Gesamtlänge ohne Fußstützen	700 mm	Maximale Geschwindigkeit	4 km/h
Gesamtbreite	700/750/800/850 mm	Empfohlene maximale Steigung beim Fahren	5°
Gewicht	27 kg + 23 kg Motor	Rückwärtsfahrfunktion	Ja
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl, SAE4130	Zusammenklappbar	Nein

**Kontaktieren Sie Cobi Rehab für eine kostenlose Vorführung oder einen Test unter**

**+45 7025 2522 oder [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk).**